



Get your User Manual and a
Discount up to 20%!



[https://koalababycare.com/
silver-cups-community/](https://koalababycare.com/silver-cups-community/)

DE	Vorteile und Empfehlungen	p. 5
IT	Consigli e Benefici	p. 11
EN	Suggestions and Benefits	p. 17
ES	Sugerencias y Beneficios	p. 23
FR	Conseils et Avantages	p. 29

Stillen gehört grundsätzlich zu den schönsten Erfahrungen einer neuen Mutter, doch können einige Komplikationen auftreten, die diese magische, natürliche Erfahrung trüben können. Die größte Hürde sind meist Einrisse in den Brustwarzen, die durch die Reibung zwischen Gaumen und Zunge des Babys entstehen.

Dank der **Koala Silver Cups, 999er Silberhütchen**, kannst du diese Einrisse vorbeugen und auch heilen, und damit gleichzeitig deine Brust von externen Einflüssen und Bakterien schützen. Schmerzen lassen innerhalb der ersten 24 – 48 Stunden des Gebrauchs nach.

Warum sollte man Koala Silver Cups nutzen?

- Die **Koala Silver Cups** bestehen aus 999er Silber und sind nickelfrei. Silber wird bereits seit mehr als einem Jahrhundert in der Medizin gebraucht,

um verschiedene Typen von Hautkrankheiten zu behandeln. Es wurde herausgefunden, dass es gemeinsam mit Feuchtigkeit eine antibakterielle und heilende Funktion hat.

- Die Form passt sich perfekt deiner Brust an, und schützt sie so vor Reibung mit Kleidung oder anderen äußerlichen Einflüssen.
- Der offensichtliche Aspekt des Sparens, sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Diese Cups können, wenn sie ordentlich aufbewahrt werden, auch für weitere Schwangerschaften effektiv genutzt werden, so dass man sich andere (Einweg) Produkte wie Cremes sparen kann.

Warn – Und Gebrauchshinweise

- Solltest du an einer speziellen Silberallergie leiden oder eine allergische Reaktion im Gebrauch bemerken, stoppe die Nutzung der **Koala Silver Cups** sofort.
- Nutze die Cups ausschließlich für die Brustwarzen.

- Achte auf die folgenden Hinweise zur Nutzung, Waschen und Aufbewahrung. Unsachgemäße Nutzung kann die Qualität und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen!
- Produkt enthält kein NICKEL.

Nutzungshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, die Cups mit lauwarmen Wasser und einer neutralen, parfümfreien Seife zu waschen und anschließend unbedingt mit einem sauberen Tuch zu trocknen. Wiederhole diesen Reinigungsvorgang nach jeder Nutzung.
- Platziere die Cups zwischen Brust und BH, auf den Brustwarzen.
- Entferne die Cups vorsichtig vor dem Stillen und wasche die Brüste mit lauwarmem Wasser.
- Befeuchte die Cups nach dem Stillen mit einem Tropfen Wasser oder Milch, so haften sie gut an der Brust.

Aufbewahrung:

- Zur Aufbewahrung bitten wir dich, die Cups nach dem Waschen zurück in ihre Originalverpackung zu legen, in der mitgelieferten Box. Bewahre diese Box an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf, der frei von direkter Sonneinstrahlung und Hitze ist.
- Wir empfehlen dir, die gesamte Verpackung zu behalten. Solltest du die Verpackung bereits entsorgt, oder verloren haben, kannst du die Cups in einem sauberen Tuch aufbewahren, um Luftkontakt und direktes Licht zu vermeiden; beides kann zu Oxidation führen.

Mindesthaltbarkeitsdatum: Wenn alle Gebrauchshinweise zur Erhaltung der Cups befolgt werden, hat das Produkt kein Ablaufdatum.

Koala Babycare Empfiehlt

- Beginne mit der Nutzung der *Koala Silver Cups* Tage vor dem Geburtstermin als vorbeugende Maßnahme.
- Denke daran, die Cups immer zu säubern und danach mit einem trockenen Tuch zu trocknen, um die Oxidation des Silbers zu vermeiden (Verfärbung).
- Sollte sehr viel Milcheinschuss da sein, empfehlen wir die Nutzung der absorbierenden Cups zwischen **Koala Silver Cups** und dem BH.
- Sollte eine Verfärbung der Cups auftreten, empfehlen wir die Cups in kochendes Wasser mit Natron (50g pro Liter) einzulegen bis die Flecken wieder verschwinden. Sollten die Flecken bestehen bleiben, schreibe uns bitte an info@koalababycare.com und wir werden gemeinsam eine Lösung finden.

Entdecke alle weiteren Tipps für ein angenehmes Stillen indem du das komplette Handbuch herunterlädst. Scanne dazu einfach den QR-Code auf der Verpackung, auch um die Garantie auf lebenslang zu erweitern!

Vielen Dank für dein Vertrauen in Koala Babycare, deine Meinung ist uns sehr wichtig.

Koala Silver Cups hat deine Erwartung erfüllt? Schreibe uns eine Rezension auf unserer Amazon Seite und helfe so vielen anderen Frauen bei der Auswahl ihrer Silver Cups! Solltest du irgendwelche Probleme mit den Cups haben, bitte sende uns umgehend eine Mail an **info@koalababycare.com**, damit wir dir schnellstmöglich helfen können!

Presentazione

L'allattamento al seno è una delle esperienze più belle per una mamma, purtroppo però possono presentarsi ostacoli e dolori che rischiano di minare questo bel momento. Uno degli ostacoli più comuni sono le ragadi, delle piccole ferite che si creano a causa dello sfregamento tra il palato e la lingua del bambino.

Grazie a **Koala Silver Cups**, le coppette in argento 999, potrai prevenire e curare questo disturbo, proteggendo il seno da agenti esterni e batteri ed alleviando il dolore già nelle prime 24/48 ore.

Perché utilizzare le coppette in argento Koala Silver Cups?

- Le **Koala Silver Cups** sono realizzate in argento 999 e prive di nichel. Da ormai più di un secolo l'argento è utilizzato in medicina per curare varie tipologie di malattie cutanee, infatti è riscontrato che in presenza

di umidità rilascia sostanze che svolgono un'azione antibatterica e cicatrizzante.

- La loro forma aderisce perfettamente al seno proteggendolo da eventuali sfregamenti con indumenti o agenti esterni.
- L'evidente risparmio sia in termini economici che ambientali. Una volta acquistate le coppette, se conservate in modo idoneo, potranno essere utilizzate dalla stessa mamma anche per future gravidanze, evitando l'acquisto di altri prodotti come creme o paracapezzoli monouso.

Avvertenze

- Se siete a conoscenza di eventuali allergie specifiche all'argento o dovessero presentarsi manifestazioni allergiche, sospenderne immediatamente l'utilizzo.
- Utilizzare solo ed esclusivamente sull'area intorno al capezzolo.
- Rispettare le seguenti indicazioni di utilizzo, di

lavaggio e di conservazione. Un utilizzo o una conservazione non idonea potrebbe compromettere le proprietà del prodotto.

- Il prodotto non contiene NICHEL.

Istruzioni d'uso

- Al primo utilizzo lavare le coppette con acqua tiepida e sapone neutro e inodore, risciacquare e asciugare con un panno pulito. Ripetere le operazioni di lavaggio a ogni utilizzo.
- Inserire le coppette tra il seno e il reggiseno appoggiandole ai capezzoli.
- Al momento dell'allattamento rimuovere le coppette delicatamente e lavare il seno con dell'acqua tiepida.
- Al termine dell'allattamento applicare una goccia di latte o acqua all'interno della coppetta in modo che possa aderire perfettamente al seno.

Conservazione

- Dopo averlo appositamente lavato, riporlo nella sua confezione originale, all'interno della sua scatola. Tenere la confezione in un luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da fonti di calore o da raggi solari.
- Consigliamo di conservare tutta la confezione durante l'utilizzo, in caso si fosse persa o buttata potete conservare le vostre coppette all'interno di un panno pulito per evitare il contatto con l'aria e l'esposizione alla luce che ne provocano l'ossidazione.

Scadenza: Se per la conservazione del dispositivo si sono seguite tutte le linee guida il prodotto non ha data di scadenza.

Koala Babycare consiglia

- Inizia a usare le coppette **Koala Silver Cups** da 7-10 giorni prima del parto come prevenzione.
- Ricordati di lavare sempre le coppette e asciugarle

con un panno asciutto per evitare l'ossidazione dell'argento (annerimento).

- Se dovesse fuoriuscire una quantità abbondante di latte, usa delle coppette assorbilatte tra **Koala Silver Cups** e il reggiseno.
- Se dovesse presentarsi un annerimento dell'argento, potrai lavare le coppette immergendole in acqua bollente e bicarbonato di sodio (50 gr ogni Litro) finché la macchia non sarà sparita. Se la macchia dovesse persistere scrivici una mail a **info@koalababycare.com** e troveremo insieme una soluzione.

Scopri tutti gli altri consigli per un allattamento sereno scaricando il manuale completo tramite il QR Code che trovi sulla confezione, in regalo per te l'estensione della garanzia KBC a vita.

Grazie per aver scelto Koala Babycare, per noi la tua opinione è davvero preziosa.

Koala Silver Cups ha soddisfatto le tue aspettative? Lascia la tua recensione sulla nostra pagina Amazon e aiuta molte mamme a scegliere le proprie coppette in argento!

Se invece hai riscontrato qualche problema ti invitiamo a scriverci una mail a info@koalababycare.com e a comunicarcelo in modo da poterlo risolvere insieme!

Presentation

EN

Breastfeeding is one of the best experiences for a new mom, but there can be some obstacles and pains that can spoil this lovely moment. One of the most common obstacle are rhagades, small wounds that appear because of the rubbing between the palate and the tongue of the baby.

Thanks to **Koala Silver Cups**, the 999 silver cups, you can prevent and cure rhagades, protecting your breast from external agents and bacteria, and easing the pain in the first 24/48 of use.

Why to use Koala Silver Cups?

- The Koala Silver Cups are made of 999 silver and are nickel-free. For more than a century silver has been used in medicine to treat various types of skin diseases, in fact it is found that in the presence of moisture releases substances that have an

antibacterial and healing action.

- Their shape adheres perfectly to your breast, protecting it from any friction with clothes or external agents.
- The obvious savings both in economic and environmental terms. Once purchased the cups, if properly stored, they can be used by the same mother for future pregnancies, avoiding to purchase other products such as creams or single-use eliminators.

Warnings:

- If you are aware of any specific allergies to silver or if allergic reactions occur, stop using Koala Silver Cups immediately.
- Use only and exclusively on the area around the nipple.
- Respect the following instructions for use, washing and storage. Improper use or storage may

compromise product properties.

- The product does not contain NICHEL.

Instructions for use:

- When first used, wash the cups with lukewarm water and neutral and odorless soap, rinse and dry with a clean cloth. Repeat the washing operations each time they are used.
- Insert the cups between the breast and the bra, on the nipples.
- Before breastfeeding, gently remove the cups and wash the breasts with lukewarm water.
- At the end of breastfeeding apply a drop of milk or water inside the cup so that it can adhere perfectly to the breast.

Storage

- After having washed them, put the cups in their original packaging, inside their box. Keep the packaging in a cool, dry and clean place away from sources of heat or sunlight.
- We recommend keeping all the packaging during use, in case you have lost or thrown you can keep your cups in a clean cloth to avoid contact with the air and exposure to light that cause oxidation.

Best-before date: If all the guidelines have been followed to preserve the device, the product has no expiry date.

Koala Babycare suggests

- Start using the Koala Silver Cups 7-10 days before delivery as a preventive measure.
- Remember to always wash the cups and dry them

with a dry cloth to prevent oxidation of silver (blackening).

- If a large quantity of milk should come out, use the absorbent cups between **Koala Silver Cups** and the bra.
- If silver blackening occurs, you can wash the cups by soaking them in boiling water and baking soda (50 g per liter) until the stain has disappeared. If the stain should persist, write us an email to **info@koalababycare.com** and we will find a solution together.

Discover all the other tips for an enjoyable breastfeeding by downloading the complete manual through the QR Code that you find on the package, as a gift for you the extension of the KBC lifetime warranty.

Thank you for choosing Koala Babycare, for us your opinion is really important.

Koala Silver Cups met your expectations? Leave your review on our Amazon page and help many other mothers to choose their own silver cups! If you have experienced any problems, please send us an email to **info@koalababycare.com** and let us know so we can fix it together!

Presentación

ES

Amamantar es una de las mejores experiencias para una mamá, pero puede haber algunos obstáculos y dolores que pueden estropear este momento encantado. Uno de los obstáculos más comunes son las grietas, pequeñas heridas que aparecen por el roce entre el paladar y la lengua del bebé.

Gracias a las **Koala Silver Cups**, las 999 copas de plata, puedes prevenir y curar las grietas, protegiendo tu seno de agentes externos y bacterias, y aliviando el dolor en los primeros 24/48 de uso.

¿Por qué usar las Koala Silver Cups?

- Las Koala Silver Cups están hechas de plata 999 y no contienen níquel. Durante más de un siglo, la plata se ha usado en medicina para tratar varios tipos de enfermedades de la piel, de hecho, se encuentra que

en presencia de humedad libera sustancias que tienen una acción antibacteriana y curativa.

- Su forma se adhiere perfectamente a tu pecho, protegiéndolo de cualquier fricción con la ropa o agentes externos.
- Los ahorros evidentes tanto en términos económicos como medioambientales. Una vez compradas, si se almacenan adecuadamente, las **Koala Silver Cups** pueden ser utilizadas por la misma madre para futuros embarazos, evitando comprar otros productos como cremas o productos de un solo uso.

Advertencias e Instrucciones de uso

- Si tienes conocimiento de alergia específica a la plata o si se producen reacciones alérgicas, deja de usar **Koala Silver Cups** inmediatamente.
- Usar solo y exclusivamente en el área alrededor del pezón.

- Respete las siguientes instrucciones de uso, lavado y almacenamiento. El uso o almacenamiento inadecuado puede comprometer las propiedades del producto.
- El producto no contiene NICHEL.

Instrucciones de uso

- Cuando se utilicen por primera vez, lava las **Koala Silver Cups** con agua tibia y jabón neutro e inodoro, enjuagues y seca con un paño limpio. Repite las operaciones de lavado cada vez que se utilicen.
- Inserte las **Koala Silver Cups** entre el pecho y el sujetador, en los pezones.
- Antes de amamantar, retira suavemente las copas y lave los senos con agua tibia.
- Al final de la lactancia, aplica una gota de leche o agua dentro de la copa para que se adhiera perfectamente al pecho.

Conservación

- Después de haberlos lavado, coloque las copas en su embalaje original, dentro de su caja. Mantén el embalaje en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de fuentes de calor o luz solar.
- Recomendamos mantener todo el empaque durante el uso, en caso de que hayas perdido o arrojado, puedes mantener sus copas en un paño limpio para evitar el contacto con el aire y la exposición a la luz que causa la oxidación.

Fecha de caducidad: Si se han seguido todas las pautas para preservar el dispositivo, el producto no tiene fecha de caducidad.

Sugerencias de Koala Babycare

- Comienza a usar las **Koala Silver Cups** 7-10 días antes del parto como medida preventiva.

- Recuerda siempre lavar las copas y secarlas con un paño seco para evitar la oxidación de la plata (ennegrecimiento).
- Si sale una gran cantidad de leche, usa las copas absorbentes entre las **Koala Silver Cups** y el sostén.
- Si se produce un ennegrecimiento plateado, puedes lavar las copas empapándolas en agua hirviendo y bicarbonato de sodio (50 g por litro) hasta que la mancha haya desaparecido. Si la mancha persiste, escríbenos un correo electrónico a **info@koalababycare.com** y encontraremos una solución juntos.

Descubre todos los otros consejos para una amamantamiento agradable descargando el manual completo a través del Código QR que encontrarás en el paquete, como regalo para ti, la extensión de la garantía de por vida de KBC.

Gracias por elegir Koala Babycare, para nosotros tu opinión es muy importante.

¿**Koala Silver Cups** cumplió con tus expectativas? ¡Deja tu opinión en nuestra página de Amazon y ayuda a muchas otras madres a elegir sus propias copas de plata! Si has experimentado algún problema, envíenos un correo electrónico a info@koalababycare.com y haznos saber para que podamos solucionarlo juntos.

Présentation

FR

L'allaitement est l'une des plus belles expériences pour une mère, mais malheureusement, des obstacles et des douleurs peuvent menacer d'endommager ce beau moment. Les fissures, petites plaies créées par le frottement entre le palais et la langue de l'enfant, constituent l'un des obstacles les plus courants.

Grâce à **Koala Silver Cups**, les bonnets en argent 999, vous pouvez prévenir et traiter ce trouble, en protégeant les seins des agents externes et des bactéries et en soulageant la douleur dans les premières 24/48 heures.

Pourquoi utiliser les bonnets en argent Koala Silver Cups ?

- Les **Koala Silver Cups** sont en argent 999 et sans nickel. Depuis plus d'un siècle, l'argent est utilisé en médecine pour traiter divers types de maladies

de la peau. En effet, on constate qu'en présence d'humidité, il libère des substances qui ont une action antibactérienne et cicatrisante.

- Leur forme adhère parfaitement au sein en le protégeant de tout frottement avec des vêtements ou des agents extérieurs.
- L'épargne est évident à la fois en termes économiques et aussi environnementaux. Une fois achetées, les bonnets, s'ils sont correctement conservés, peuvent être utilisés par la même mère lors de futures grossesses, en évitant l'achat d'autres produits tels que des crèmes ou des protèges mamelons à usage unique.

Avertissements

- Si vous souffriez des allergies spécifiques à l'argent ou si des réactions allergiques se produisent, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- Utilisez uniquement et exclusivement sur la zone

autour du mamelon.

- Respectez les instructions d'utilisation, de lavage et de stockage suivantes. Une utilisation ou un stockage inapproprié peuvent compromettre les propriétés du produit.
- Le produit ne contient pas du NICHEL.

Instructions d'utilisation

- Lors de la première utilisation, lavez les bonnets à l'eau tiède et avec du savon neutre et sans odeur, rincez et séchez à l'aide d'un chiffon propre. Répétez les opérations de lavage à chaque utilisation.
- Insérez les bonnets entre les seins et le soutien-gorge en les plaçant sur les mamelons.
- Lorsque vous allaitez, retirez délicatement les bonnets et lavez les seins à l'eau tiède.
- À la fin de l'allaitement, appliquez une goutte de lait ou d'eau dans les bonnets pour qu'elles adhèrent parfaitement au sein.

Conservation

- Après l'avoir lavées, placez-les dans leur emballage d'origine, à l'intérieur du carton. Conservez l'emballage dans un endroit frais, sec et propre, à l'écart des sources de chaleur et du soleil.
- Nous vous recommandons de conserver l'emballages pendant de l'utilisation. Au cas où vous l'avez perdu ou jeté, vous pouvez conserver vos bonnets dans un chiffon propre pour éviter tout contact avec l'air et l'exposition à la lumière qui provoque l'oxydation du produit.

Date limite d'utilisation: Si toutes les instructions ont été suivies pour préserver l'appareil, il n'y a pas de date d'expiration.

Koala Babycare conseille

- Commencez par utiliser les **Koala Silver Cups** 7 à 10 jours avant l'accouchement, à titre préventif.

- N'oubliez pas de laver toujours les bonnets et de les sécher avec un chiffon propre pour éviter l'oxydation de l'argent (noircissement).
- Si une grande quantité de lait doit sortir, utilisez des bonnets absorbantes entre vos **Koala Silver Cups** et le soutien-gorge.
- En cas de noircissement de l'argent, vous pouvez laver les bonnets en les faisant tremper dans de l'eau bouillante et du bicarbonate de soude (50 g par litre) jusqu'à ce que la tache disparaisse. Si la tache persiste, écrivez-nous un courrier à info@koalababycare.com et nous trouverons une solution ensemble.

Découvrez tous les autres conseils pour un allaitement au sein tranquille en téléchargeant le manuel complet via le code QR que vous trouvez sur l'emballage, en cadeau pour vous l'extension de la garantie à vie KBC.

Merci d'avoir choisi Koala Babycare, votre commentaire nous est précieux.

Les Koala Silver Cups ont répondu à vos attentes? Laissez-vous votre commentaire sur notre page Amazon et aidez de nombreuses mères à choisir leurs bonnets en argent! Si vous rencontrez des problèmes, envoyez-nous un courrier à info@koalababycare.com et dites-le-nous afin que nous puissions le résoudre ensemble!

**Get your User Manual and a
Discount up to 20%!**



[https://koalababycare.com/
silver-cups-community/](https://koalababycare.com/silver-cups-community/)

